

机器人实验平台使用变更

Turtlebot 4 Lite 使用前配置变更 (加路由器)

- ◆ 将路由器电源接通
- ◆ 笔记本电脑配置
 - 修改 /etc/hosts 文件,将 <mark>10.42.0.1 ubuntu</mark> 改为 <mark>192.168.31.101 ubuntu</mark> \$ *sudo gedit /etc/hosts*
 - □ 将电脑 WiFi 连至 路由器 TB4-xxxx-5G, 设置固定 IP, 重启网络

IP: 192.168.31.100 Netmask: 255.255.25.0 Gateway: 空

注: WiFi密码与SSID相同, 其中的 "xxxx" 为机器人序列号后4位, 不要弄错

- □ nmap 命令相应地变为: \$ nmap -sP 192.168.31.0/24
- □ 时间同步命令相应地变为: \$ sudo ntpdate -u 192.168.31.101
- □ 除上述 2 处变化外,其余配置不变,开机流程不变



机器人实验平台使用变更

Turtlebot 4 Lite 使用前配置变更 (加路由器)

Cancel				Wired			Apply
Details	Identity	IPv4	IPv6	Security			
IPv4 Method							
Addresses							
Address			Netmask			Gateway	
192.168.31.100			255.255.255.0				8
							8
DNS Automatic ON Separate IP addresses with commas							